

Geräteübersicht

Gerät	Messprinzip	Testbare Materialien	Anzahl der Messstellen	Netzwerkanschluss möglich (Anzahl der Messstellen)	Durchschnittswert von identischen Materialproben	Individ. Ergebnis der untersch. Materialproben	Integriertes Computersystem
OX2-230	Gleichdruckmessung und coulometrisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien	3	X (30)		X	X
OX2-231	Coulometrisches Verfahren	flache Verpackungsmaterialien und fertige Verpackungen	1 - 3		X		