

Geräteübersicht

| Gerät | Messstellen | Temperatur (°C) | Druck (Mpa) | Dauer (s) | Siegelbereich (mm) | Heizfläche |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| GHS-03 | 5 | Raumtemp. - 250 | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 999,9 | 40 x 10 x 5 | Einzel oder Doppel |
| HST-H3 | 1 | Raumtemp. - 300 | 0,05 - 0,7 | 0,1 - 999,9 | 330 x 10 | Einzel oder Doppel |
| HST-H6 | 1 | Raumtemp. - 300 | 0,05 - 0,7 | 0,1 - 999,9 | 150 x 10 | Einzel |
| HTT-L1 | 1 | Raumtemp. - 250 | 0,05 - 0,7 | 0,1 - 999,9 | 100 x 5 | Einzel oder Doppel |

TIEDEMANN

Tiedemann & Betz