

Geräteübersicht

Gerät	Messprinzip	Testbare Materialien	Anzahl der Zellen/ Kammern	Netzwerk- anschluss möglich (Anzahl der Mess- stellen)	Durch- schnitts- wert von identischen Material- proben	Individuelles Ergebnis von unterschiedl. Material- proben pro Kammer/Zelle	Integriertes Computer- Kontroll- system
W3-330	Elektro- lytisches Verfahren	flache Verpackungs- materialien und fertige Verpackungen	3	X (30)		X	X
TSY-W3	Elektro- lytisches Verfahren	flache Verpackungs- materialien und fertige Verpackungen	1				X
W3-130	Feuchtigkeits- messung	flache Verpackungs- materialien	3		X	X	X
W3-230	Infrarot- messung	flache Verpackungs- materialien und fertige Verpackungen	3			X	X
W3-030	Gravi- metrisches Verfahren	flache Verpackungs- materialien	3		X		
W3-031	Gravi- metrisches Verfahren	flache Verpackungs- materialien	3			X	X
W3-060	Gravi- metrisches Verfahren	flache Verpackungs- materialien und fertige Verpackungen	6	X (60)		X	X
W3-0120	Gravi- metrisches Verfahren	flache Verpackungs- materialien und fertige Verpackungen	12			X	